

Tobin Oogspoelflessen

Ogen uitwassen moet snel, eenvoudig en veilig te gebeuren. De unieke vorm van deze Tobin oogspoelfles zorgt ervoor dat zelfs een tijdelijk verblind en verward persoon de oogspoelfles kan herkennen.



Toepassingen

Geschikt wanneer ruimte probleem is of waar diverse oogdouches nodig zijn in hetzelfde gebied. Geleverd met flessen, muurschroeven, etc.

Eigenschappen

- Biedt 6 minuten wastijd
- De fles is gemaakt van geblazen kunststof, gevuld met 1 liter met 0,9% zoutoplossing, met warmte verzegeld en vervolgens gesteriliseerd. Het heeft een houdbaarheid van 3 jaar, blijft verzegeld en steriel tot gebruik.
- De fles hangt aan een rek aan de muur, bevestigd aan de dop. Het wordt geopend door het afbreken van de dop. Een ongeopende fles kan worden verwijderd of vervangen in het rek. Een geopende fles kan niet worden vervangen in het rek.
- Het oog wordt gewassen door een zachte stroom die bestaat uit zes kleinere stroompjes. De zachte stroom voorkomt dat chemicaliën of vreemde voorwerpen verder worden gedreven in het beschadigde weefsel.
- Het feit dat de fles voor eenmalig gebruik bedoeld is, is een zeer belangrijke veiligheidsvoorziening. Als de fles is geopend, dan is de vloeistof niet meer steriel. De ronde onderkant van de fles is ontworpen om te voorkomen dat mensen ongebruikte vloeistoffen willen bewaren of de flessen willen hervullen met andere vloeistoffen. Wanneer deze fles leeg is, zijn er gaten aan beide kanten, waardoor het niet geschikt is voor hergebruik.
- Tobin's Oogspoelfles heeft een ronde voet en kan niet op zichzelf staan. Dit is een bijzonder belangrijke veiligheidsvoorziening om te voorkomen dat de fles op een andere plek dicht bij flessen met andere vloeistoffen komt te staan. Vloeistoffen mogen nooit gemixt worden. Het is belangrijk dat iedereen weet waar de flessen zijn wanneer er een ongeluk gebeurt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uiterste gebruiksdatum	Op elke fles staat een houdbaarheidsdatum
Afmetingen	390 x 200 x 100 mm



Tobin Oogspoelflessen
Voor een snelle, simpele en veilige werking