

## Ferno KED brancard

De Ferno KED<sup>®</sup> is veelzijdig en een verbetering van de middelen die verlamde patiënten kan losmaken uit autowrakken of in krappe ruimtes.



De horizontale ontwerp dat omgewikkeld kan worden biedt flexibiliteit voor een eenvoudige toepassing en verticale stijfheid voor maximale ondersteuning van het wervelkolom, nek en hoofd tijdens een bevrijding. De KED<sup>®</sup> immobiliseert de romp, hoofd en nek, waardoor een snelle bevrijding mogelijk is, terwijl dit het risico tot verdere schade minimaliseert. X-rays of Advanced Life Support procedures kunnen worden uitgevoerd met de KED<sup>®</sup> op zijn plaats.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dimensies	217 x 62 x 18,5 cm
Gewicht	13,5 kg
Draaggewicht	278 kg

### Eigenschappen

- het omwikkelontwerp biedt flexibiliteit voor de horizontale en verticale eenvoudige toepassing stijfheid voor maximale ondersteuning van de wervelkolom, nek en hoofd tijdens een bevrijding
- ingebouwde handgrepen zodat reddingswerkers een stevige grip op de patiënt en KED<sup>®</sup> als een eenheid krijgen
- past aan een heup en bekken spalk door eenvoudige inversie
- verstelbare, opklapbare achterkant vergemakkelijkt de toegang tot de borst van de patiënt
- kan worden gebruikt voor meerdere patiënten met verschillende lengtes, ook kinderen en zwangere vrouwen
- kleurgecodeerd, vastgenaaide spanbanden en SnapLock gespen voor een snel en eenvoudig gebruik
- effectief bij immobilisatie van pediatrische patiënten
- ideaal voor het immobiliseren en losmaken van patiënten betrokken bij auto-ongelukken of afgesloten ruimten
- doet geen afbreuk aan de toepassing van anti-shock broeken



**Ferno KED Stretcher**  
Gemakkelijk in gebruik